



FICHA TÉCNICA




Image not found or type unknown

RESINA GUÍA QUIRÚRGICA SG100 TRANSPARENTE 1KG

Incluye: Capacitación virtual de 6 horas y 24 meses garantía

Tipo	Dental
Capacidad	1kg
Long. de Onda	405 nm
Tiempo de Exposición	6-7 s
Marca	Esun
Tiempo de Almacenado	12 meses

COMPRAR POR WHATSAPP

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo
Dental

Capacidad
1kg

Long. de Onda
405 nm

Tiempo de Exposición
6-7 s

Marca
Esun

Tiempo de Almacenado
12 meses

