




FICHA TÉCNICA



RESINA PRIZMA 3D BIO DENTURE TRANSPARENTE 500G

Incluye: Capacitación virtual de 6 horas y 24 meses garantía

Tipo	Dental
Capacidad	500 g
Long. de Onda	405 nm
Tiempo de Exposición	8 s
Marca	Prizma 3D
Tiempo de Almacenado	12 meses

COMPRAR POR WHATSAPP

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo
Dental

Capacidad
500 g

Long. de Onda
405 nm

Tiempo de Exposición
8 s

Marca
Prizma 3D

Tiempo de Almacenado
12 meses

